

Instrucciones de uso

estado de la instrucción técnica 09/95

1. General:

- 1.1 Artículo:** Sati Brush
- 1.2. Forma de suministro:** Bolsa de plástico con discos para satinar
diámetro 13 mm 50 piezas

1.3. Dirección del fabricante:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen

Tel.: +49-7733-9410-0 /FAX: +49-7733-2533

- 1.4. Condiciones para la colocación o depósito:**
- conservar en un lugar fresco y seco
 - proteger ante rayos solares y golpes

2. Uso determinado:

Los discos para satinar son usados para el tratamiento de metales al exterior del paciente. De esta forma las superficies tratadas pueden ser eliminadas de óxidos de metal. Además son muy adecuados para satinar las superficies oclusales y así poder conocer los puntos de contacto y/o de precontacto con la antagonista durante el tiempo de uso de la dentadura provisoria en la boca del paciente.

No usar en la boca del paciente.

¡En el caso de una aplicación no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garantía o responsabilidad!

3. Riesgos y peligros durante el uso:

1. Enroscar los fieltros para el lucimiento solo sobre mandriles adecuados.
2. Durante el uso el número de rotaciones debe de ser de 5.000-10.000 r/m.
3. Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.
4. No trabajar ni sin gafas de protección ni sin máscara de protección.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:

Enroscar el disco de fieltro sobre un mandril apropiado.

4.2. Servicio:

Tratar las superficies metálicas bajo presión moderada con el número de rotaciones aconsejado hasta conseguir el resultado deseado.

Mantener la pieza de mano bien segura en la mano.

Con el tiempo disminuye la capacidad de satinadura por lo cual el disco debe de ser cambiado.

4.3. Después del procedimiento:

- Limpiar la pieza lucificada debajo de agua corriente y secarla bien.
- Los discos pueden ser utilizados varias veces para satinar o pulir.

5. Eliminación:

Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte las autoridades competentes.

6. Garantía:

Los materiales de consumo en general deben usarse en pocos meses después de abrir el embalaje original.