

Istruzioni per l'uso

Pagina - 1 -

stato 09/95

1. Generale:

1.1. **Denominazione del prodotto:** DIA-GLACE art. 300-0000

1.2. **Imballo di consegna:** Barattolo di plastica con 5gr di pasta diamantata dura, rosa

1.3. **Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Telefono: 0049-7733-941011 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- conservare in luogo asciutto e fresco
- proteggere dai raggi solari
- tenere in luogo sicuro, protetto da colpi e scuotimenti, da cadute accidentali e da eventuali altri possibili danni

2. Utilizzazione secondo l'uso

Da utilizzare per la lucidatura di corone in ceramica, resina e materiali compositi, per mezzo di appositi feltrini lucidanti, al numero di giri/minuti consigliati. **Sono comunque da utilizzare sempre al di fuori del cavo orale del paziente. Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.**

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Avvitare i feltrini per lucidare solo su mandrini adatti
- Durante l'uso il numero dei giri deve essere da 5.000 a 10.000 g/m max
- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e/o possano venire a contatto con il prodotto (rischio di deglutizione)
- Non utilizzare i feltrini per lucidare senza protezione (occhiali e mascherina), per evitare che corpi estranei possano andare negli occhi e in bocca

4 Istruzioni d' uso:

4.1. Preparazione:

Avvitare il feltrino su mandrini adatti al numero di giri/minuto consigliato

4.2. Utilizzo:

Impregnare il feltrino di pasta diamantata rosa.

Attenzione: La pasta diamantata Dia-Glace è di consistenza molto dura e non morbida, come altre paste diamantate similari. In tal modo non vi è spreco inutile di materiale e il prodotto può essere utilizzato per lungo tempo e per un grande numero di lucidature. Tale consistenza non può essere pertanto motivo di reclamo.

Iniziare la lucidatura esercitando una leggera pressione a un numero di giri/minuto adeguato. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di variare continuamente la direzione del feltrino sulla superficie da lucidare, meglio se in senso circolare. Tenere ben saldo nelle mani il pezzo da lucidare. Nel momento in cui viene a diminuire l'efficacia della lucidatura impregnare nuovamente il feltrino di pasta diamantata Dia-Glace.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- Pulire il pezzo lucidato sotto l'acqua corrente e asciugarlo bene
- Il feltrino impregnato di pasta diamantata può essere conservato e riutilizzato

5. **Eliminazione:** Pasta diamantata e feltrini possono essere smaltiti seguendo la normativa vigente

6. **Durata:** È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell' imballo originale.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania

Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-94 10 22