

# Istruzioni per l'uso

---

Pagina - 1 -

stato 09/95

## 1. Generale:

1.1. **Denominazione del prodotto:** SATI BRUSH art. 310-0000

1.2. **Imballo di consegna:** Sacchetto di plastica con dischi per satinare conf. 50 pz  
diametro 13 mm

1.3. **Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen  
Telefono: 0049-7733-941011 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

## 1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- conservare in luogo asciutto e fresco
- tenere in luogo sicuro, protetto da colpi e scuotimenti, da cadute accidentali e da eventuali altri possibili danni

## 2. Utilizzazione secondo l'uso

I dischi per satinare sono da utilizzare per il trattamento delle leghe per odontotecnica. Le superfici trattate possono essere così ripulite dagli ossidi di metallo. I dischi sono inoltre molto adatti per satinare le superfici occlusali per rendere possibile il riconoscimento dei punti di contatto e/o di precontatto con l'antagonista, durante la „prova metallo“ nella bocca del paziente.

**Sono comunque da utilizzare sempre al di fuori del cavo orale del paziente. Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.**

## 3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Avvitare i feltrini per lucidare solo su mandrini adatti
- Durante l'uso il numero dei giri deve essere da 5.000 a 10.000 g/m max
- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e/o possano venire a contatto con il prodotto (rischio di deglutizione)
- Non utilizzare i dischi per satinare senza protezione (occhiali e mascherina), per evitare che corpi estranei possano andare negli occhi e in bocca

## 4 Istruzioni d'uso:

### 4.1. Preparazione:

Avvitare il disco su mandrini adeguati al numero di giri/minuto consigliato

### 4.2. Utilizzo:

Con una leggera pressione, rispettando il numero dei g/m, lavorare le superfici metalliche fino al raggiungimento del risultato desiderato. Tenere ben saldo nelle mani il pezzo da satinare. Con l'utilizzo diminuisce nel tempo la capacità di satinatura e pertanto è consigliabile sostituire il disco.

### 4.3. Dopo l'utilizzo:

- pulire il pezzo lucidato sotto l'acqua corrente e asciugarlo bene
- i dischi possono essere riutilizzati più volte per satinare o pulire altri oggetti di metallo, fino a quando la grandezza e lo spessore del disco lo renderanno non più utilizzabile.

5. **Eliminazione:** Possono essere smaltiti seguendo la normativa vigente. L'imballo può essere riciclato.

6. **Durata:** È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell'imballo originale.

---

**YETI DENTALPRODUKTE GMBH**

**Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania**

**Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-94 10 22**