



# Istruzioni d'Uso

Stato Tecnico delle Istruzioni: 07/2015

1. **Generale:** **K2 BONDER** é adatto per tutte le leghe non preziose NEM, specialmente per le leghe Kobalt-Chrom e Nickel-Chrom della ditta YETI Dentalprodukte GmbH. **K2 BONDER** ha la funzione di compensare il coefficiente di espansione tra leghe non preziose e ceramica; lavorazione molto facile.

1.1. **Prodotto / Quantit  di consegna:**      **Articolo 337-0500**      **K2 Bonder Pasta**      **5 g Dose**

1.2. <b>Dati Tecnici:</b>	<b>Temperatura Iniziale</b> <i>Preheating Temperature</i>	<b>550 �C</b>
	<b>Tempo di Asciugatura</b> <i>Drying Time</i>	<b>6 min.</b>
	<b>Temperatura di Salita</b> <i>Raise of Temperature</i>	<b>80 �C/min.</b>
	<b>Vuoto</b> <i>Vacuum</i>	<b>Si/Yes</b>
	<b>Temperatura Finale</b> <i>Final Temperature</i>	<b>980 �C</b>
	<b>Tempo di Mantenimento</b> <i>Holding Time</i>	<b>1 min.</b>
	<b>Aspetto</b> <i>Appearance</i>	<b>leggera lucentezza</b>

1.3. **Indirizzo del Produttore:** YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestra e 3, D-78234 Engen, Germania  
**Tel.:** +49 7733-941011 **Fax:** +49 7733-941022  
**e-mail:** [info@yeti-dental.com](mailto:info@yeti-dental.com) **Domande tecniche:** +49 7733-9410-11

2. **Uso secondo le norme:**

NE Bonder deve essere utilizzato solo da personale addestrato in odontotecnica e per la realizzazione di manufatti protesici.

3. **Istruzioni:**

La corona in metallo, prodotta seguendo le istruzioni del produttore della lega utilizzata, verr  poi ossidata e sabbiata. Miscelare bene NE Bonder prima dell'uso. Applicare uno strato fine di NE Bonder con un pennello specifico e dopo l'utilizzo chiudere molto bene la confezione. NE Bonder mostra dopo la cottura un'aspetto giallo brillante. Il colore di NE Bonder pu  variare secondo le caratteristiche della lega utilizzata. In caso d'indurimento si pu  ripristinare la consistenza iniziale di NE Bonder con il liquido K2 Glasure fluido. Non miscelare mai direttamente nella confezione di NE Bonder ma prelevare la quantit  desiderata e miscelare sempre separatamente.

4. **Rischi e pericoli durante l'uso:**

I lavori con la ceramica K2 devono essere fatti e controllati solamente da personale adeguato e con esperienza.

5. **Garanzia:**

Per un uso corretto del prodotto   responsabile l'utilizzatore. Le informazioni sopra indicate sono dei consigli e si basano sulla nostra esperienza con il prodotto. Reclami saranno accettati solamente nel caso che il prodotto sia avariato o non corrispondente; un eventuale rimborso sar  corrispondente solamente al valore del prodotto stesso.

I nostri prodotti sono continuamente soggetti a miglioramenti e a possibili nuovi sviluppi.

Ci riserviamo il diritto di effettuare cambi tecnici per confezionamento/quantit /forma/composizione.

6. **Smaltimento:**

Dopo l'utilizzo rispettare le leggi e le normative in vigore del paese.