

Istruzioni per l'uso

Pagina - 1 -

stato 01/96

1. Generale:

1.1. Articolo: FINALE liquido per levigare le superfici in cera

1.2. Quantità di consegna: 1 flacone 20 ml con pennello per applicare

1.3. Indirizzo del produttore: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen, Germania

Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100 Telefax: 0049-7733-94 10 22

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere in posizione verticale a temperatura ambiente min. +15°C max. +30°C
- tenere in un luogo asciutto e sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri danni

2. Uso secondo le norme:

Il liquido FINALE è una lacca particolarmente aderente sulla cera. È adatto per sigillatura e per la levigazione delle parti in cera: occlusali - punti di contatto - connessioni dei profilati per scheletrati - per tutte le superfici e parti in cera ruvide. Crea un strato con uno spessore di 2-3 micron. Brucia senza lasciare residui. Non è necessario applicare un riduttore di tensione.

Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e / o possano venire a contatto con il liquido e che solo persone istruite usino il prodotto. Rispettare strettamente le istruzioni d'uso.
- Applicare solo in posti di lavoro sicuri e non disturbati, tranquilli.
- Da una modifica o miscela del liquido con altri componenti, scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.
- Non fumare durante la lavorazione con FINALE. Il liquido è facilmente infiammabile e deve essere protetto dalle fiamme e scintille.

4 Istruzioni d' uso:

4.1. Preparazione: Assicurarsi che il flacone sia intero e non rotto.

4.2. Utilizzo:

- Applicare uno o più strati del liquido con il pennello
- Tempo d'essiccamento: ca. 1 minuto.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- Dopo l' essiccamento collocare subito in rivestimento.

5. Eliminazione: Per l'eliminazione del liquido seguire la normativa vigente.

6. Durata: È consigliabile utilizzare il prodotto entro pochi mesi dalla data di apertura dell' imballo originale.

YETI DENTALPRODUKTE GMBH

Industriestr. 3 - D- 78234 Engen - Germania

Telefono 0049-7733-94 10 11 o 94 100 - Telefax 0049-7733-94 10 22