



PRÄPARATIONS-SET 555-0000

1. Allgemein:

1.1. Produktbezeichnung: PRÄPARATIONS-SET 555-0000

1.2. Lieferumfang:

- 1 Acrylglasplatte mit 4 Vertiefungen für Lackflaschen (Stand sicher durch 4 Silikonfüßchen)
- 1 Tank mit Schwammeinsatz zur Isolierung
- 1 Flasche CLEAR SPACER (Klarlack) 20ml
- 1 Flasche DIE SPACER gelb (Stumpflack) 20ml
- 1 Flasche YETI LUBE (Isoliermittel) 20ml
- Die 4. Vertiefung in der Plexiglasplatte ist zur eigenen individuellen Bestückung gedacht.

auch einzeln bestellbar:

555-1000 Basisständer o. Lacke

555-2000 Schwammeinsatz für Präp.Set

1.3. Herstelleranschrift: YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen

Tel.: 0 77 33 - 94 10 - 0 FAX: 0 77 33 - 94 10 22

Internet: www.yeti-dental.com e-mail: yeti-dental@t-online.de

Unser Lacksortiment:

501-0001	CLEAR SPACER Klarlack 3my	1x20ml
501-0006	CLEAR SPACER Klarlack 3my	6x20ml
500-0001	COLOR SPACER rot 7my	1x20ml
500-0006	COLOR SPACER rot 7my	6x20ml
502-0001	DIE SPACER gelb 7my	1x20ml
502-0006	DIE SPACER gelb 7my	6x20ml
505-0001	DIE SPACER blau 10my	1x20ml
505-0006	DIE SPACER blau 10my	6x20ml
506-0001	DIE SPACER dentin 10my	1x20ml
506-0006	DIE SPACER dentin 10my	6x20ml
504-0001	DIE SPACER gold 13my	1x20ml
504-0006	DIE SPACER gold 13my	6x20ml
503-0001	DIE SPACER silber 13my	1x20ml
503-0006	DIE SPACER silber 13my	6x20ml
510-0001	THINNER Verdünner f.Lacke	1x20ml
510-0006	THINNER Verdünner f.Lacke	6x20ml
540-0001	DIE HARDENER Gipshärter 0my	1x20ml
540-0006	DIE HARDENER Gipshärter 0my	6x20ml

Lichthärtende Stumpflacke:

520-1000	LIGHT SPACER transp. 3my	1x20ml
520-2000	LIGHT SPACER rot 10my	1x20ml
520-3000	LIGHT SPACER blau 10my	1x20ml

Stand: 09/95

DIRECTIONS 550-0000

1. General terms:

1.1. Product description:

ISO-QUICK item #550-0000

1.2. Delivery includes:

1 Isolating Pen (filled)

1.3. Manufacturer's address:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestrasse 3 - D-78234 Engen

Tel.: 0049-7733-9410-0 / FAX: 0049-7733-941022

1.4. Storage conditions:

Store at room temperature with protective caps. Keep out of the sun and away from direct heat.

status: 09/95

ISTRUZIONI PER L'USO 550-0000

1. Generale:

1.1. Articolo:

ISO QUICK Pennarello Isolante,

1.2. Quantità di consegna:

1 Pennarello

1.3. Indirizzo del produttore: YETI Dentalprodukte - Industriestrasse 3 - D-78234 Engen

Telefono: 0049-7733-94 10 11 o 94100

Telefax: 0049-7733-941022

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

tenere a temperatura ambiente, con i cappucci di protezione inseriti.

MODE D'EMPLOI 550-0000

1. Généralités:

1.1. Désignation du produit: ISO-QUICK 550-0000 crayon isolant rechargeable

1.2. Volume de livraison: 1 pcs de crayon isolant

1.3. Adresse du fabricant: YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestrasse 3 - D-78234 Engen
Tel.: 0049-7733-9410-0 / FAX: 0049-7733-941022

1.4. Conditions de stockage: ISO-QUICK doit être stocké fermé, au sec, à température ambiante
protéger d'une insolation directe

stato: 09/95

